

ACCUVAC Rescue

Změny některých vlastností nových odsávaček

Odsávačky ACCUVAC Rescue od výrobního čísla 25821 (a ty, kterým v rámci opravy byla vyměněna elektronická deska) jsou vybaveny novou elektronickou deskou. U těchto odsávaček jsou pozměněny některé funkční vlastnosti, které neznamenají chybný provoz. Změny vlastností jsou popsány níže.

Č.	Provedená/prováděná akce	Stará elektronická deska, WM 10680, Index G	Nová elektronická deska, WM 10680, Index H
1	Odpojení nabíjecího kabelu od nabíjecího portu	- Příklad se vypne - O/I LED svítí ještě 4 min	- Příklad se vypne - O/I LED zhasne
2	Nová baterie byla vložena, ale ne kalibrována	Při zapnutí odsávačky: - 10% LED bliká Během nabíjení: - 10% LED bliká Po vypnutí odsávačky: - 10% LED neblinká	Při zapnutí odsávačky: - 10% LED bliká Během nabíjení: - 10% LED neblinká, je součástí signalizace nabíjení Po vypnutí odsávačky: - 10% LED bliká po 4 min
3	Nadměrná/příliš nízká teplota baterie	- Nabíjení se přeruší - Signalizace nabíjení zhasne	- Nabíjení se přeruší - Signalizace nabíjení pokračuje
4	Baterie kalibrována podle návodu: - Stisknutí kláves -0.05/-0.1/-0.15 bar - Vyčkání dokud se baterie zcela nevybíje a odsávačka se sama vypne	-10% LED zhasne	- 10% LED zůstane svítit dokud se poté baterie plně nenabije
5	Nabíjení kalibrované baterie	Během nabíjení: - Nabíjení je signalizováno na stupnici nabíjení - Červená LED svítí dokud je kapacita baterie <10%	Během nabíjení: - Nabíjení je signalizováno na stupnici nabíjení - Červená LED je součástí postupné signalizace nabíjení a nesvítí samostatně
6	Při provozu odsávačky je nastaveno -0.8 baru a je otevřena koncovka sání	- LED u -0.8 baru bliká - Ostatní LED indikující tlak jsou zhasnuté	- LED u -0.8 baru bliká - Ostatní LED indikující tlak jsou zhasnuté. LED u -0.05 baru občas blikne, protože pumpa má více výkonu a při otevřené koncovce sání vyvine lehké vakuum
7	Baterie se nabíjí	Elektronika nevydává žádné zvuky	Jednotlivé elektronické komponenty vydávají nepatrné syčivé zvuky