

	ACCUVAC Basic	ACCUVAC Rescue	MANUVAC
Rozměry (Š x V x H)	385 x 280 x 140 mm	370 x 280 x 140 mm	205 x 175 x 105 mm
Hmotnost	5,4 kg	5,1 kg	1,4 kg
Teplota při provozu	-18°C až +40°C	-18°C až +40°C	-18°C až +50°C
Teplota při nabíjení	0°C až +40°C	---	---
Skladovací teploty	-40°C až +70°C	-40°C až +70°C	-40°C až +60°C
Napájení	12 až 13,8 V	12 až 13,8 V	---
Výkon motoru	50 W	50 W	---
Max. spotřeba	3,5 A	3,5 A	---
Typ baterií	olověné, nabíjecí, 3,4 Ah	NiCd, 2,8 Ah	---
Sací kapacita při 12 V a volném průtoku	> 20 l/min	> 20 l/min	---
Sací kapacita při manuálním pohonu	---	---	160 ml/stlačení pedálu
Max. podtlak při 12 V	0,8 bar (80 kPa)	0,8 bar (80 kPa)	0,7 bar (70 kPa)
Nádoba na sekrety	znovupoužitelná nádoba, může být sterilizována	znovupoužitelná nádoba, může být sterilizována	znovupoužitelná nádoba, může být sterilizována
Objem nádoby na sekrety	1000 ml	1000 ml	max. 375 ml
Hydrofóbní bakteriální filtr	---	1µm vody prosakuje tlakem 0,3 bar	---
Filtrační chlopeč proti přetečení	min. 99,8% nepropustnost částic velkých 2,8 µm	---	---
Ochrana proti přetečení	neprodyšný uzávěr a hydrofóbní filtr	neprodyšný uzávěr a hydrofóbní filtr	těsný uzávěr
Odsávací hadice	průměr 5 mm, délka 1800 mm	průměr 10 mm, délka 1300 mm	1. úsek: průměr 6 mm, délka 1020 mm; 2. úsek: průměr 10 mm, délka 280 mm
Třída produktu dle MDD	IIb	IIb	I
Stupeň vodní rezistence	IPX 1	IPX 1	IPX 1
Držák na zed'			
Rozměry (Š x V x H)	140 x 185 x 33 mm	140 x 185 x 33 mm	---
Hmotnost	270 g	270 g	---