

COMBIBAG

Rozměry (výška x průměr): 340 mm x 130 mm

Hmotnost: 390 g

Tlakový profil: volitelný: 20 mbar nebo 60 mbar

Přívod do pacienta: 22 mm, shodný s ISO 5356

Vývod výdechu: 30 mm, shodný s ISO 5356

Hubice pro nasání kyslíku: průměr 6 mm

Pracovní teplota: -18°C až +50°C

Skladovací teplota: -40°C až +70°C

Materiál

vak + stěna membrány: silikon, autokávovatelný při max. 134°C / 273°F

těleso ventilu: polysulfonát, autokávovatelný při max. 134°C / 273°F