

Silikonové resuscitátory „vak-ventil-mask“

Pro novorozence

WM 11101

Rozsah dodávky:

- Silikonový vak 240 ml s patientským ventilem a přetlakovým ventilem
- Silikonové dýchací masky, velikost 0 + 1 + 2
- Rezervoár kyslíku 600 ml včetně ventilu



Pro děti

WM 11102

Rozsah dodávky:

- Silikonový vak 500 ml s patientským ventilem a přetlakovým ventilem
- Silikonová dýchací maska, velikost 3
- Rezervoár kyslíku 2600 ml včetně ventilu



Pro dospělé

WM 11103

Rozsah dodávky:

- Silikonový vak 1600 ml s patientským ventilem a přetlakovým ventilem
- Silikonová dýchací maska, velikost 5
- Rezervoár kyslíku 2600 ml včetně ventilu



Příslušenství

Dýchací hadice

steramid, Ø 6/9, délka 2000 mm

WM 1411

Připojení

pro PEEP ventil

WM 11108

Pacientský ventil

pro všechny tři velikosti resuscitátorů

WM 11104

Ventil k rezervoáru

pro obě velikosti kyslíkového rezervoáru

WM 11105

Rezervoár kyslíku

- 600 ml WM 11106
- 2600 ml WM 11107

Silikonové dýchací masky

- Velikost 0 WM 11110
- Velikost 1 WM 11111
- Velikost 2 WM 11112
- Velikost 3 WM 11113
- Velikost 5 WM 11115

Dávkovací ventil OXYMAND

WM 22190

S adaptérem pro silikonové resuscitátory „vak-ventil-mask“, včetně tlakové hadice 1.5 m, s převlečnou maticí a přímým napojením na redukční ventily Weinmann



Příslušenství

Tlaková hadice 1.5 m pro dávkovací ventil OXYMAND

- S převlečnou maticí a přímým napojením WM 22191
- S rychlospojkou WM 22192
- S rychlospojkou dle typu DIN 13260 WM 22193
- S rychlospojkou typu bajonet WM 22194
- S rychlospojkou typu AGA WM 22195

Adaptér pro dávkovací ventil OXYMAND

- Vnitřní Ø 26 mm, vnější Ø 31 mm (např. pro AMBU Mark III) WM 22181
- Vnitřní Ø 15 mm, vnější Ø 22 mm (např. pro resuscitátor Dräger) WM 22182
- Vnitřní Ø 23 mm, vnější Ø 28 mm WM 22183
- NPB PMR-II WM 22184
- Silikonový adaptér pro dávkovací ventil OXYMAND WM 22185
- Pro připojení k silikonovým resuscitátorům „vak-ventil-mask“ WM 22187
- Vnitřní Ø 25.6 mm, vnější Ø 28 mm (např. nové Laerdal LSR od 2006) WM 22188
- Vnitřní Ø 23 mm, vnější Ø 28 mm, bez vnitřního žebrování (např. staré Laerdal LSR do 2006) WM 22189