



Technické údaje ventilátoru MEDUMAT Easy

Třída produktu dle MDD	IIb
Stupeň vodní ochrany	IPX4
Splňuje předpisy na produkt	EN 794-3, EN 60601-1, EN 1789
Rozměry (Š x V x H)	100 x 145 x 90 mm
Hmotnost	0.6 kg
Provozní teplota	-18 až +60 °C
Skladovací teplota	-40 až +70 °C
Jazyk hlasových pokynů	dle požadavků
Napájení	Lithiová baterie: 3.6 V, 5.2 Ah přístupná zvětšuju; předpokládaná výdrž > 2 roky

MEDUMAT Easy

Hlasové pokyny pro bezpečnou ventilaci a inhalaci kyslíku

WM 28000

Transportní ventilátor MEDUMAT Easy má velmi snadnou a bezpečnou obsluhu. Díky jeho bezproblémovému chodu se může uživatel plně soustředit na pacienta. Hlasové pokyny navádějí obsluhu, co má přesně dělat. Demand-flow mód pro inhalaci kyslíku dodává pacientovy potřebné množství kyslíku.

Rozsah dodávky:

- Přístroj s hlasovými pokyny pro řízenou ventilaci (IPPV) a inhalaci kyslíku v demand-flow módu s alarmovým systémem, dýchací maska pro dospělé velikosti 5.

IPPV:

Dechová frekvence (freq.)	Volitelná od 10 do 30 min ⁻¹
Dechový minutový objem (MV)	Volitelný od 3 do 16 l/min

Maximální ventilační tlak 20 nebo 45 mbar¹⁾

Demand-flow mód:

Trigger	< 1 mbar ¹⁾
Maximální průtok	> 40 l/min
Tlak pro odpojení	3 mbar ¹⁾

1) 1 mbar $\hat{=}$ 1 hPa



LIFE-BASE Micro

S MEDUMAT Easy, ochrannou brašnou a madlem WM 9135

Rozsah dodávky:

- Ventilátor MEDUMAT Easy, kompletní (WM 28000)
- 0.8 litrová tlaková láhev (WM 1818)
- Redukční ventil OXYWAY Fix III (WM 30301)
- Tlaková hadice (WM 5784)
- Rozbočka s rychlospojkou (WM 8220)
- Nosná jednotka LIFE-BASE Micro, sestavená (WM 8089)
- Ochranná brašna (WM 8216)

LIFE-BASE III

S MEDUMAT Easy, ochrannou brašnou a madlem WM 9130

Rozsah dodávky:

- Ventilátor MEDUMAT Easy, kompletní (WM 28000)
- 2-litrová tlaková láhev (WM 1822)
- Redukční ventil OXYWAY Fix III (WM 30301)
- Rozbočka se zpětným ventilem (WM 8220)
- Tlaková hadice (WM 5791)
- Nosná jednotka LIFE-BASE III, sestavená (WM 8173)
- Ochranná brašna (WM 8295)



RESCUE-PACK I

Základní respirační výbava s MEDUMAT Easy WM 9075

Nejdůležitější komponenty v dodávce:

- Ventilátor MEDUMAT Easy, kompletní (WM 28000)
- Tlaková hadice (WM 22320)
- Redukční ventil OXYWAY Fix III (WM 30301)
- 2-litrová tlaková láhev (WM 1822)
- Sada dýchacích masek
- Brašna na příslušenství, velikost S, modrá (WM 9022)



RESCUE-PACK

Základní respirační výbava s MEDUMAT Easy WM 9070

Nejdůležitější komponenty v dodávce:

- Ventilátor MEDUMAT Easy, kompletní (WM 28000)
- Tlaková hadice (WM 22320)
- Redukční ventil OXYWAY Fix III (WM 30301)
- 2-litrová tlaková láhev (WM 1822)
- Dýchací vak pro dospělé a děti COMBIBAG s maskami (WM 11000)
- Rezervoár kyslíku pro dýchací vak COMBIBAG (WM 11052)
- Sada dýchacích masek
- Sada orofaryngeálních vzduchovodů (Guedel) (WM 15483)
- Sada nasofaryngeálních vzduchovodů (Wendl) (WM 15484)
- Odsávací pumpa MANUVAC (WM 10800)



Technické údaje pro záchranné systémy jsou na straně A 10/A 11