

### Ventilátor MEDUMAT EASY

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <i>Rozměry (mm)</i>             | 100 x 145 x 90  |
| <i>Hmotnost (kg)</i>            | 0,6   |
| <i>Provozní teplota</i>         | -18 až +60°C  |
| <i>Skladovací teplota</i>       | -40 až +70°C  |
| <i>Jazyk pro hlasové pokyny</i> | dle požadavku   |
| <i>Napájení</i>                 | lithiové baterie: 3,6V, 5,2 Ah, výdrž více než 2 roky |
| <i>Stupeň vodní rezistence</i>  | IPX 4   |
| <i>Třída produktu dle MDD</i>   | II b  |
| <i>Splněné normy</i>            | EN 794-3, EN 60601-1, EN 1789                         |

#### **IPPV:**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <i>Dýchací frekvence (freq.)</i>   | 10 až 30 min-1  |
| <i>Dýchací minutový objem (MV)</i> | 3 až 16 l/min   |
| <i>Maximální tlak (Pmax)</i>       | 20 nebo 45 mbar |

#### **Demand-flow mód:**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <i>Trigger</i>           | < 1 mbar   |
| <i>Maximální průtok</i>  | > 40 l/min |
| <i>Tlak pro odpojení</i> | 3 mbar     |