

Ventilátor:	MEDUMAT Standard MEDUMAT Standard a MEDUMAT Basic p		
<i>Rozměry (mm)</i>	180 x 110 x 90	180 x 110 x 90	180 x 110 x 90
<i>Hmotnost (kg)</i>	1,1	1,1	1,1
<i>Provozní teplota</i>	-18 až +60°C	-18 až +60°C	-18 až +60°C
<i>Skladovací teplota</i>	-40 až +70°C	-40 až +70°C	-40 až +70°C
<i>Provozní tlak</i>	2.7 až 6 bar	2.7 až 6 bar	2.7 až 6 bar
<i>Potřebný objem plynu</i>	70 l/min	70 l/min	70 l/min
<i>Frekvence dýchání (freq.)</i>	8 až 40 min ⁻¹	8 až 40 min ⁻¹	8 až 40 min ⁻¹
<i>Nádech : výdech</i>	1:1,67	1:1,67	1:1,67
<i>Nádech : výdech (asistovaný)</i>	---	1:1 – 1:2.3	---
<i>Dýchací minutový objem při 10mbar (MV)</i>	3 až 20 l/min	3 až 20 l/min	3 až 20 l/min
<i>Maximální tlak (Pmax)</i>	20 až 60 mbar	20 až 60 mbar	20 až 60 mbar
<i>Koncentrace kyslíku při 10 mbar</i>	cca 60% při MV>8l/min či 100% O2	cca 60% při MV>8l/min či 100% O2	cca 60% při MV>8l/min či 100% O2
<i>Stupeň vodní rezistence</i>	IPX 4	IPX 4	IPX 4
<i>Třída produktu dle MDD</i>	II b	II b	II b