

Modul:	Kyslíkový inhalační modul MODUL Oxygen	Modul ejekčního odsávání MODUL Suction	Kombinovaný modul Modul COMBI
<i>Rozměry (mm)</i>	100 x 125 x 90	100 x 130 x 90	100 x 130 x 90
<i>Hmotnost (kg)</i>	0,9	0,9	0,35
<i>Provozní teplota</i>	-18 až +60°C	-18 až +60°C	-18 až +60°C
<i>Skladovací teplota</i>	-40 až +70°C	-20 až +70°C	-20 až +70°C
<i>Provozní tlak</i>	2.7 až 6 bar	2.7 až 6 bar	2.7 až 6 bar
<i>Potřebný objem plynu</i>	> 80 l/min	> 80 l/min	> 80 l/min
<i>Dýchací frekvence (freq.)</i>	0 až 15 l/min	---	0 až 15 l/min
<i>Výstupní tlak kyslíku</i>	2,7 až 6 bar	2,7 až 6 bar	2,7 až 6 bar
<i>Stupeň vodní rezistence</i>	IPX 4	IPX 4	IPX 4
<i>Třída produktu dle MDD</i>	II a	II a	II a