

		<i>Průtokové nastavení:</i>	<i>Průtok Q1 v l/min:</i>	<i>Spojení:</i>	<i>Velikost láhve:</i>
<b>OXYWAY FIX I</b> pro OXYBAG Scout	<b>WM 30101</b>	fixní		4 30 mm	0,3 / 0,8 / 2,0 l
<b>OXYWAY FIX II</b> pro OXYFLOW Standard + OXYFLOW Care	<b>WM 30231</b>	variabilní	0,5 - 6 nebo 1 - 15	80 mm	10 l
<b>OXYWAY FINE I</b> pro OXYBAG Hit	<b>WM 30501</b>	vícestupňový	3 - 15	30 mm	0,3 / 0,8 / 2,0 l
<b>OXYWAY FINE I</b> pro OXYFLOW Basic	<b>WM 30531</b>	vícestupňový	3 - 15	80 mm	10 l
<b>OXYWAY FINE I</b> pro OXYFLOW Revi	<b>WM 30541</b>	vícestupňový	3 - 15	100 mm	10 l
<b>OXYWAY FINE II</b> pro OXYBAG Hit	<b>WM 30701</b>	vícestupňový	1,5 - 8	30 mm	0,3 / 0,8 / 2,0 l
<b>OXYWAY FINE II</b> pro OXYFLOW Basic	<b>WM 30731</b>	vícestupňový	1,5 - 8	80 mm	10 l
<b>OXYWAY FINE III</b> pro OXYBAG Hit	<b>WM 30751</b>	vícestupňový	0,5 - 3	30 mm	0,3 / 0,8 / 2,0 l
<b>OXYWAY FINE III</b> pro OXYFLOW Basic	<b>WM 30781</b>	vícestupňový	0,5 - 3	80 mm	10 l
<b>OXYWAY FAST I</b> pro OXYBAG Hit	<b>WM 30801</b>	variabilní	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15	30 mm	0,3 / 0,8 / 2,0 l
<b>OXYWAY FAST III</b> pro OXYBAG Hit	<b>WM 30601</b>	variabilní	0,5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	30 mm	0,3 / 0,8 / 2,0 l
<b>OXYWAY FAST I</b> pro OXYFLOW Basic	<b>WM 30831</b>	variabilní	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15	80 mm	10 l
<b>OXYWAY FAST III</b> pro OXYFLOW Basic	<b>WM 30631</b>	variabilní	0,5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	80 mm	10 l

#### **OXYWAY Fix / Fast / Fine**

Operační teplota	-20 až +60°C
Skladovací teplota	-20 až +70°C
Třída produktu dle MDD	IIb